

## **patForm** – das elektronische Patienten- und Datenschutz-Formular

Die einfache und rationelle Softwarelösung zur Erfassung und elektronischer Archivierung der **Patient::innen-Einwilligungserklärungen** samt deren aktuellen Daten gemäss neuen FMH/BAG-Richtlinien ab 1.9.2023 (Edition 03/2023).



### **Highlights**

- o Benutzerfreundliches elektronisches Formular statt umständlicher Papier-Formulare; elektronische, Hash-Code gesicherte Unterschrift statt krakliger Unterschriftbilddaten
- o Einfache Bedienung, robuster Betrieb. Läuft auf jedem Windows-Tablet, Note-Book, PC, Apple™ mit Parallels®, Linux mit Wine.
- o Mittels Ctrl-F rasch überprüfbares elektronisches Journal. Sichere, sauber referenzierte, archivfähige zentrale Datenablage

### **Beschreibung**

Das **patForm**-Programm ist eine benutzerfreundliche, intuitiv zu bedienende Softwarelösung. Sie wird auf einem Windows-Tablet oder Notebook installiert und ein gesicherter Server-, oder Cloudspeicher für die Aufnahme der Daten eingerichtet. Benutzer::innen erfassen in einem elektronischen Formular selbstständig alle benötigten Daten und erteilen elektronisch ihre Einwilligung/Datenschutzerklärung an Unterschrift statt. Daraus wird ein kryptographischer Hash-Code generiert. Die Daten werden in Textdateien pro Patient::in und in einem durchsuchbaren Journal abgelegt. Aus diesem lassen sich rasch Patient::innen ermitteln, welche die Erklärung noch nicht abgegeben haben. Eine konfigurierbare freiwillige, oder zwangsweise ausgeführte Druckfunktion, eine passwortgeschützte Sperre zum unautorisierten Verlassen des Programms, sowie eine Reihe von Verwaltungsfunktionen runden die Lösung ab. Schnittstellen ermöglichen die optionale Anbindung an bestehende ERP- und DMS-Systeme.

### **Für wen ist patForm geeignet?**

Das patForm-Programm ist für alle medizinischen Einrichtungen geeignet. Von der kleinen Privatpraxis, über Gruppenpraxen, bis hin zu grossen Spitälern.

### **Systemvoraussetzungen und Bestellungen**

Computer:	Microsoft Windows 8.1, 10, 11 (32- oder 64-Bit) mit RAM ≥ 4GB
Speicherbedarf:	Ca. 10 MB auf der Festplatte für das Programm und ca. 10 kB/Patient::in
Datenpeicher:	Geeignet sind sichere SMB-, oder WebDAV-Speicher (LAN oder Cloud)
Drucker:	Jeder Windows-A4-Drucker (als Standarddrucker eingerichtet)
Internet:	Anbindung empfohlen für automatische Updates
Installation:	Wird durch unsere Mitarbeiter installiert (Administrationspasswort nötig) gegen Installations-, Einrichtungs- und Personalschulungspauschale.
Anpassungen & Wartung:	Einrichten von Ein/Ausgabeschnittstellen zu ERP- und DMS-Systemen nach Aufwand; Massgeschneiderte Wartungsverträge verfügbar.
Bestellcodes:	- A73.PATFORM1, Initiallieferung 1 x mit Installation, Einrichtung und 1h Personalschulung (ohne Anfahrtsweg) - A73.PATFORM2, Zusatzlizenz pro Arbeitsstation inkl. Installation.